

Bandage correcteur de l'hallux valgus (Ultrathin Bunion Corrector)

Indications et caractéristiques

Ce bandage correcteur de l'hallux valgus est conçu pour une utilisation préventive afin d'éviter l'inflammation de l'oignon, la déviation du gros orteil et les séquelles de ces troubles telles que la déformation du gros orteil. En portant ce bandage régulièrement, les déformations légères à modérées peuvent être corrigées pour tenter de redresser l'orteil afin qu'il retrouve la position qu'il avait avant la déformation. Veillez à tenir compte également des causes du tableau clinique (ex. port de chaussures inadaptées, chaussettes trop serrées).

Règle d'or : il semble judicieux de débiter l'utilisation tant que le gros orteil peut encore effectuer un mouvement latéral en bougeant l'articulation. Grâce au textile composite très fin, le bandage peut se porter sous des chaussettes ou des collants et est également agréable à porter dans des chaussures de ville.

Instructions pour l'enfilage

Ultrathin Bunion Corrector est anatomiquement adapté au pied gauche et au pied droit. Des modèles existent donc dans chaque taille pour le pied « gauche » et pour le pied « droit ». Tenez compte des indications figurant sur l'étiquetage de l'emballage. Le produit est conçu pour être en contact direct avec la peau.

Toutefois, en cas d'hypersensibilité, si des irritations de la peau surviennent, n'utilisez plus le bandage et contactez, le cas échéant, un médecin.



1. Sortez le bandage de son emballage, dépliez-le et enflez-le comme une chaussette jusqu'à ce que les petits orteils soient visibles dans la grande ouverture.



2. Enfilez le manchon correcteur sur le gros orteil jusqu'à ce que la petite ouverture atteigne la pointe de l'orteil. Pensez au fait que des ongles de pied trop anguleux peuvent endommager le matériau textile.



3. Ajustez le bandage en passant la sangle derrière le talon et fixez-la.



4. Tirez sur la partie couvrant le dos du pied (flèche) pour corriger la déviation de l'orteil afin que

a. l'ouverture permettant une diminution de l'effet compresseur soit positionnée au milieu de la partie encapuchonnant le gros orteil.

b. sous l'action de la tension modérée exercée par traction, un espace entre le gros orteil et le deuxième orteil subsiste. Une tension par compression est voulue et permet la correction souhaitée.

Conseils de lavage

- Lavage à la main à une température maximale de 30 °C
- Ne pas utiliser d'agent blanchissant ! Utiliser une lessive neutre.
- Veiller à une bonne aération lors du séchage. N'est pas adapté à un séchage au sèche-linge.
- Ne pas repasser !
- Pas de nettoyage à sec

Stockage



À tenir à l'abri des rayons directs du soleil



À ranger dans un endroit sec et suffisamment ventilé.

Élimination

Veillez respecter les dispositions relatives à l'élimination des déchets dans votre pays.

Matériau

Nylon, polyuréthane

Contenance

1 x Bandage correcteur de l'hallux valgus

Attention !

- ⚠ Utilisez le produit uniquement en respectant les indications mentionnées dans le mode d'emploi.
- ⚠ Cet article contient des fibres synthétiques. En cas d'irritations de la peau ou d'apparition d'autres troubles, n'utilisez plus le bandage et consultez un médecin.
- ⚠ Veillez à ce que les vêtements ne se coincent pas dans la sangle au niveau du talon ou dans le manchon correcteur du gros orteil.

| Taille | Longueur du pied | Pointure | Circonférence du gros orteil | Circonférence de l'avant-pied |
|--------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| XS | 19 – 21 cm | 33 – 35,5 | 6,5 cm – 7,5 cm | 18 cm – 20,5 cm |
| S | 21 – 23 cm | 36 – 37,5 | 7 cm – 8 cm | 20 cm – 22,5 cm |
| M | 23 – 25 cm | 38 – 40,5 | 7,5 cm – 8,5 cm | 22 cm – 24,5 cm |
| L | 25 – 27 cm | 41 – 44 | 8 cm – 9 cm | 24 cm – 26,5 cm |
| XL | 28 – 31 cm | 45 – 48 | 9 cm – 10 cm | 26 cm – 28,5 cm |

Vendeur:



Rhabanusstraße 38
65375 Oestrich-Winkel
Tél: 0 67 23 – 8 08 11 10
Fax: 0 67 23 – 8 08 11 12
Adresse électronique: info@n-ippin.com
Site Internet: www.n-ippin.com
Online-Shop: shop.n-ippin.com



Daiya Industry Co., Ltd.
1253, Ofuku, Minami-ku, Okayama, Japan 701-0204

Numéro de série: 321671 | dernière révision: fév. 2014



MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

